

[Stutzenflasche, Abklärflasche]

Zum Aufbewahren und der einfachen Entnahme von Flüssigkeiten. Die Flüssigkeitsentnahme erfolgt durch einen Ablaufhahn. Das Clean Save Laborglas nach DIN ISO 3585 ist dabei besonders beständig gegen äußere Einflüsse. Oberer Hals aus DIN-Gewinde GL 45, Bodentubus entspricht GL 32.



Mögliche Ausführungen

Bestehend aus:

- Schraubverbindungskappe
- Silikondichtung
- Ablaufhahn
- PTFE-Spindel

Artikelnummer	Volumen [mL]
<u>1124703541</u>	1000
<u>1124703631</u>	2000
<u>1124703731</u>	5000
<u>1124703861</u>	10000