

Filterpapiere für Zuckeranalyse, Hahnmühle

Filter Papers for Sugar Analysis

Empfohlen für die Klarfiltration von Zuckerrübenextrakten und Säften zur Analysenvorbereitung.

- Hohe Filtrationsgeschwindigkeit kombiniert mit guter Rückhalterate
- Verfügbar mit zwei Oberflächen: glatt oder gekreppt

Technische Daten:

Sorte	Eigenschaften		Filtration Herzberg s	Dicke mm
3459	schnell, gekreppt		110	0,3
3002	mittelschnell, glatt		150	0,14

Sorte	Ø mm	Gewicht g/m ²	Best.-Nr.	VE St./Pack
3002	200	69	10 15 93002	1000
3459	230	74	10 15 93459	100

Andere Formate auf Anfrage.

