

DURAN® Protect, kunststoffummantelte Laborflaschen mit Gewinde, DURAN Group / IDL
DURAN® Protect, Plastic-Coated Laboratory Bottles with Thread



① **DURAN® Protect, kunststoffummantelt, klar**

Laborflaschen mit Teilung, Kunststoff-ummantelt, ohne Verschluss, autoklavierbar, ISO 4796-1, mit Retrace Code (Chargenzertifikat via Internet). Beschichtung aus Polyurethan (PU) außen auf der Flasche sorgt für einen verlässlichen Kratz-, Splitter- und Auslaufschutz. Maximale Temperaturbelastung +135°C (max. 30 Min.).

Volumen ml	Gewinde GL	Außen-Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
10 ²⁾	25	36	50	10 21 10508	10
25 ²⁾	25	36	70	11 21 92676	10
50	32	46	87	11 21 92677	10
100 ¹⁾	45	56	100	11 21 80524	10
150 ¹⁾	45	62	110	10 21 10529	10
250 ¹⁾	45	70	138	11 21 80536	10
500 ¹⁾	45	86	176	11 21 80544	10
750 ¹⁾	45	95	203	10 21 10551	10
1000 ¹⁾	45	101	225	11 21 80554	10
2000 ¹⁾	45	136	260	11 21 80563	10
3500	45	160	295	10 21 10569	1
5000	45	182	330	11 21 80573	1
10000	45	228	410	10 21 18604	1
15000	45	268	445	10 21 18801	1
20000	45	289	505	10 21 19103	1

¹⁾Eine ringförmige Verstärkung an der Schulter der Flaschen von 100 bis 2000 ml macht die Füllhöhe des Nenninhaltes sichtbar.

²⁾Mit speziell geformtem Glasrand zum besseren Ausgießen (ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff entfällt).

Achtung: Beim Autoklavieren darf die Schraubkappe nur lose auf die Flasche aufgesetzt werden (nicht verschließen).

Membran-Verschluss für alle Autoklaviervorgänge siehe Seite XXX. Mit dem Membran-Verschluss kann die Flasche fest verschlossen werden. Die Membran sorgt für den notwendigen Druckausgleich.

DURAN® Protect, kunststoffummantelt, braun

Volumen ml	Gewinde GL	Außen-Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
25	25	36	70	10 21 11433	10
50	32	46	87	10 21 11733	10
100	45	56	110	10 21 12438	10
250	45	70	138	10 21 13631	10
500	45	86	176	10 21 14439	10
1000	45	101	225	10 21 15435	10
2000	45	136	260	10 21 16337	10
5000	45	182	330	10 21 17333	1
10000	45	227	410	10 21 13548	1

