

Microliterspritzen®-Serie 800 und 1800, IDL Microliter Syringes, Series 800 and 1800



800 Serie: Flüssigkeitsdichte Spritzen für die GC, LC, TLC und andere Flüssigkeitsdosieraufgaben. Mit verschraubtem Metallgriff zu Verminderung der Wärmeübertragung auf Dosierteil und Probe. Exakte Führung des Kolbens durch Gleitbremse. Arbeiten gegen hohe Gegendrücke möglich.

1800 Serie: Gas- und flüssigkeitsdichte Spritzen für die GC und TLC sowie zum Dosieren kleinster Gasmengen oder aggressiver Flüssigkeiten. Sie vereinigen die Eigenschaften der Serien 800 und 1000.

Genauigkeit und Reproduzierbarkeit <1%.

Ausführung N, Spitzentyp 2

Spritzen-Typ	Vol. µl	Teil. µl	Kanülenmaße L x A.-Ø x I.-Ø mm	Kan.-Gauge	Totvol. µl	800 Best.-Nr.	1800 Best.-Nr.
85	5	0,05	51 x 0,47 x 0,13	26 S	0,52	19 00 08001	
801/1801	10	0,1	51 x 0,47 x 0,13	26 S	0,52	19 00 08101	19 00 18101
802/1802	25	0,25	51 x 0,72 x 0,15	22 S	0,90	19 00 08201	19 00 18201
805/1805	50	0,5	51 x 0,72 x 0,15	22 S	0,90	19 00 08301	19 00 18301
810/1810	100	1,0	51 x 0,72 x 0,15	22 S	0,90	19 00 08401	19 00 18401
1825	250	2,5	51 x 0,72 x 0,15	22 S	0,90		19 00 18501

Ausführung RN, Spitzentyp 2

Spritzen-Typ	Vol. µl	Teil. µl	Kanülenmaße L x A.-Ø x I.-Ø mm	Kan.-Gauge	Totvol. µl	800 Best.-Nr.	1800 Best.-Nr.
85	5	0,05	51 x 0,47 x 0,13	26 S	0,52	19 00 08002	
801/1801	10	0,1	51 x 0,47 x 0,13	26 S	0,52	19 00 08102	19 00 18102
802/1802	25	0,25	51 x 0,72 x 0,15	22 S	0,90	19 00 08202	19 00 18202
805/1805	50	0,5	51 x 0,72 x 0,15	22 S	0,90	19 00 08302	19 00 18302
810/1810	100	1,0	51 x 0,72 x 0,15	22 S	0,90	19 00 08402	19 00 18402
825/1825	250	2,5	51 x 0,72 x 0,15	22 S	0,90	19 00 08502	19 00 18502

Ausführung RN ohne Nadel

Spritzen-Typ	Volumen µl	Teilung µl	für Kan.-Gauge	Totvolumen µl	800 Best.-Nr.	1800 Best.-Nr.
85	5	0,05	26 S	0,52	19 00 08003	
801/1801	10	0,1	26 S	0,52	19 00 08103	19 00 18103
802/1802	25	0,25	22 S	0,90	19 00 08203	19 00 18203
805/1805	50	0,5	22 S	0,90	19 00 08303	19 00 18303
810/1810	100	1,0	22 S	0,90	19 00 08403	19 00 18403
825/1825	250	2,5	22 S	0,90	19 00 08503	19 00 18503

