

## Originalitätsverschluss, DURAN Group / IDL Tamper-Evident Screw Cap



### Originalitätsverschluss aus PP für DURAN® Laborglasflaschen

Der Originalitätsverschluss aus PP passt auf alle DURAN® Laborglasflaschen mit GL 45 Gewinde und dient der sicheren Aufbewahrung des Flascheninhalts. Der Verschluss wird fest auf der Flasche fixiert und nach einem leichten „Knacken“ sitzt der Kunststoffring fest am Flaschenhals. Durch das erstmalige Lösen der Kappe wird die Perforation durchtrennt und somit ein Öffnen des Verschlusses leicht erkennbar.

Die Kappe ist autoklavierbar und temperaturbeständig bis +140°C.

Natürlich können Sie die Kappe nach dem erstmaligen Aufdrehen bzw. Lösen der Perforation weiterhin als „gewöhnliche“ Schraubkappe nutzen.

| Farbe                   | Gewinde GL | Ø<br>mm | Höhe<br>mm | Best.-Nr.          | VE<br>St./Pack |
|-------------------------|------------|---------|------------|--------------------|----------------|
| blau/rot <sup>1)</sup>  | 45         | 66      | 38         | <b>11 29 17526</b> | 10             |
| blau/gelb <sup>2)</sup> | 45         | 66      | 38         | <b>10 21 15886</b> | 10             |

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

<sup>1)</sup> Mit Lippendichtung

<sup>2)</sup> Mit PTFE-beschichteter Silikon-Dichtung

