

SONOREX DIGITEC Ultraschallbäder, BANDELIN SONOREX DIGITEC Ultrasonic Baths



BANDELIN
Ultraschall seit 1955

SONOREX DIGITEC DT 510 F / DT 1028 F

Ultraschallbäder mit flachen Schwingwannen mit Schnellentgasung und zur Probenvorbereitung

- gleichmäßige Beschallung aller Proben unabhängig von deren Größe und Anordnung
- gleiche Leistungsdichte in allen 2 Badgrößen – reproduzierbare Ergebnisse von klein auf groß
- Homogenisieren
- Schnellentgasung der Proben auf Knopfdruck
- Probenvorbereitung in Laborkolben
- DEGAS
- Sweep

TICKOPUR R 33: Konzentrat für den Ansatz der Kontaktfülligkeit.

Für die Befestigung der Laborkolben sind Aufnahmeklammern EK erforderlich. Diese verhindern das Aufschwimmen oder Kippen der Kolben. Sie können auf den Glashaltern GL schnell und problemlos befestigt werden.

Technische Daten:

	DT 510 F	DT 1028 F
Schwingwanne Innenmaße (LxBxT mm):	300x240x65	500x300x65
Inhalt:	4,3 l	9,5 l
Außenmaße (LxBxH mm):	325x265x195	535x325x205
Ultraschall-Spitzenleistung ¹⁾ :	560 W	1280 W
Ultraschall-Nennleistung:	140 W	320 W
Zeiteinstellung:	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min, ± 5% oder Dauerbetrieb (∞)	
Betriebsspannung:	230 V~ (± 10%), 50/60 Hz, alternativ 115 V~ (± 10%), 50/60 Hz	

¹⁾ Entspricht 4-facher Ultraschall-Nennleistung

	Artikel	Best.-Nr.
①	SONOREX DIGITEC DT 510 F	10 07 33242
	Grundausstattung: Ultraschallbad SONOREX DIGITEC DT 510 F, Glshalter GL 510 F, 250 ml TICKOPUR R 33	
②	SONOREX DIGITEC DT 1028 F	10 07 33243
	Grundausstattung: Ultraschallbad SONOREX DIGITEC DT 1028 F, 2 Glshalter GL 510 F, 250 ml TICKOPUR R 33	

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Aufnahmeklammer für Kolben 10 ml, EK 10	96 07 37010
Aufnahmeklammer für Kolben 25 ml, EK 25	96 07 37025
Aufnahmeklammer für Kolben 50 ml, EK 50	96 07 37050
Aufnahmeklammer für Kolben 100 ml, EK 100	96 07 37100
Aufnahmeklammer für Kolben 250 ml, EK 250	10 07 37250

