

Spezielle Dosiergeräte, Hirschmann Special Dispensers



HIRSCHMANN®

Die Spezialisten: EM-dispenser PP

Version mit präzisionsgeschliffenem Glaskolben für problemlose wässrige Medien sowie für organische Medien, die Polypropylen nicht angreifen, erhältlich in 2 gängigen Größen.

Handhabung

- „Klick-Stop-Einrastmechanismus“ zur reproduzierbaren variablen Volumeneinstellung
- Sterilisierbar bis 121 °C

Konformität

- Mit Konformitätsbescheinigung nach DIN 12600
- Nach modernster Fertigungstechnologie nach DIN ISO 9001 hergestellt

Lieferumfang

EM-dispenser PP komplett mit Schraubgewinde A 32, 3 Gewintheadapter (A 28, A 45 und S 40), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Ausstoßeinheit, 1 Ventil-Montageschlüssel, Einzel-Kalibrierzertifikat.

Volumen	Einstell- schritte	Richtigkeit	Variations- koeffizient ¹⁾	Best.-Nr.
ml	ml	%	%	
2 – 10	0,25	0,6	0,2	14 37 34020
10 – 60	1,00	0,6	0,2	14 37 36020

¹⁾ Bezogen auf das Maximalvolumen

