

Flaschenaufsatzdispenser VITLAB® piccolo, VITLAB Bottle-Top Dispenser VITLAB® piccolo

Zum Dosieren kleinster Volumina in allen Bereichen der biochemischen und medizinischen Forschung. Mit dem VITLAB® piccolo können kleinste Volumen direkt aus der Flasche präzise dosiert werden – eine geniale Hilfe insbesondere beim Dosieren langer Serien. Der besondere Vorteil: Einwegspitzen werden nicht benötigt. Das senkt die Kosten. Durch das ergonomische Design erfolgt das Dosieren mühelos und entspannt. Der VITLAB® piccolo kann mit nur einer Hand bedient werden. Der Druckknopf wird wie bei einer Pipette mit dem Daumen zur Volumendosierung niedergedrückt, das Volumen wird mittels einer Rückstellung automatisch wieder nachgesaugt.

Die Ausstoßkanüle ist um 360° drehbar und kann stets optimal zum Flaschenetikett ausgerichtet werden.

Die Flaschenaufsatzdispenser VITLAB® piccolo 1 und 2 werden hauptsächlich in Verbindung mit wässrigen und stark verdünnten Medien eingesetzt. Die Prüfung erfolgt gemäß DIN EN ISO 8655-6 bei vollständig gefülltem Gerät und gleichmäßiger und ruckfreier Dosierung.

- **VITLAB® piccolo 1** mit einem fest eingestellten Volumen
- **VITLAB® piccolo 2** mit zwei fest eingestellten Volumina

Lieferumfang:

- ① VITLAB® piccolo 1 oder 2 (Gewinde GL 28), Montageschlüssel, Qualitätszertifikat und Gebrauchsanleitung.

Typ	Volumen µl	$R \leq \pm$ %	VK $\leq$ %	Best.-Nr.
piccolo 1	100	3,0	0,4	10 85 31601
piccolo 1	200	2,5	0,4	10 85 31602
piccolo 1	250	2,0	0,4	10 85 31603
piccolo 1	500	1,5	0,3	10 85 31604
piccolo 1	1000	1,0	0,2	10 85 31605
piccolo 2	100/250	2,0	0,4	10 85 31606
piccolo 2	500/1000	1,0	0,2	10 85 31607
piccolo 2	1000/2000	1,0	0,2	10 85 31608

