

Tischzentrifugen ROTINA 380 / 380 R, HETTICH Benchtop Centrifuges ROTINA 380 / 380 R

Tischzentrifugen ROTINA 380 / 380 R

Ohne Rotorwechsel zentrifugiert die Hochleistungszentrifuge Zubehör für unterschiedlichste Anwendungen. Ihre Größe und ihr Leistungsspektrum machen sie zur idealen Tischzentrifuge für Laboratorien in der klinischen Forschung und in der Industrie.

Das Modell ist auch mit Kühlung erhältlich. Die Temperatur ist zwischen -20°C und +40°C einstellbar (ROTINA 380 R).

Technische Daten:

Außenmaße (B×T×H):	457 × 600 × 418 mm (ROTINA 380) 457 × 750 × 418 mm (ROTINA 380 R)
Gewicht:	ca. 51 kg (ROTINA 380) ca. 81 kg (ROTINA 380 R)
Anschluss:	200 – 240 V, 50/60 Hz
Anschlusswert:	650 VA (ROTINA 380) 1300 VA (ROTINA 380 R)
max. Drehzahl:	15000 min ⁻¹
max. RCF:	24400
max. Kapazität:	4 × 290 ml
Störaussendung/ Störfestigkeit:	EN/IEC 61326-1, Klasse B
Kühlung ROTINA 380 R:	regelbar von -20°C bis +40°C

Artikel	Best.-Nr.
① ROTINA 380, Tischzentrifuge ohne Rotor	10 56 11701
② ROTINA 380 R, Tisch-Kühlzentrifuge ohne Rotor	10 56 11706

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
③ Ausschwingrotor 1754 für max. 4 × 290 ml, ohne Gehänge	10 56 11754
Gehänge 1752, Leichtmetall, 290 ml, passend in Rotor 1754	10 56 11752
Deckel für Becher 1752, mit Bioabdichtung	10 56 11751
④ Ausschwingrotor 1770 für 12 Mikrotiterplatten, 2-fach, ohne Gehänge	10 56 11770
Gehänge 4745, passend in Rotor 1770, für 6 Mikrotiterplatten, 4 Kulturplatten oder 1 Deep Well Platte	10 56 14745
⑤ Winkelrotor 1792 für max. 6 × 94 ml	55 56 11792

Ohne das mitabgebildete Zubehör. Weitere Rotoren und Zubehör auf Anfrage.

