

Aschefreie Rundfilterpapiere für die quantitative Analyse, Hahnmühle Ashless Round Filter Papers for Quantitative Analysis



WW6PB001



Hahnmühle

Aschefreie Filtrierpapiere (im Mittel 0,004 % Asche) empfohlen für quantitative Analysen, gravimetrische Routine-Tests und Probenvorbereitung zur instrumentellen Analyse.

- Säuregewaschen und mit Wasser neutralisiert
- Frei von Mineralien und Metallionen, ideal für die Bestimmung von Spurenelementen
- Für analytische Anwendungen, quantitative und/oder gravimetrische Routineverfahren
- Diese Papiere sind bestens geeignet für: Lebensmittelkontrolle, Getränkeanalyse, Umweltmonitoring

Technische Daten:

Sorte	Eigenschaften	Filtration Herzberg s	Rückhalte- vermögen ²⁾ µm	Gewicht g/m ²	Dicke mm
589/1 - Schwarz	schnell	50	12 – 25	79	0,19
589/2 - Weiß	mittelschnell	140	4 – 12	85	0,18
589/4 - Gelb	mittelschnell, fettarm	170	4 – 7	81	0,17
589/5 - Rot	mittelschnell	450	2 – 4	84	0,17
589/6 - Grün	langsam, dünn	900	2	74	0,16
589/3 - Blau	langsam	750 ¹⁾	<2	84	0,16

¹⁾ Gemessen mit 100 mm statt 50 mm Wassersäule

²⁾ Näherungswerte



Ø mm	VE 589/1 - schwarz St./Pack	Best.-Nr.	589/2 - weiß Best.-Nr.	589/4 - gelb Best.-Nr.	589/5 - rot Best.-Nr.	589/3 - blau Best.-Nr.
12,7	1000		10 15 90125			
40,5	100		10 15 90405			
47	100	10 15 91147				10 15 93147
55	100	10 15 91055	10 15 92055		10 15 95055	10 15 93955
70	100	10 15 91070	10 15 92070			10 15 93070
90	100	10 15 91090	10 15 92090	10 15 94090	10 15 95090	10 15 93090
110	100	10 15 91110	10 15 92110	10 15 94110	10 15 95110	10 15 93110
125	100	10 15 91125	10 15 92125	10 15 94925	10 15 95125	10 15 93125
150	100	10 15 91150	10 15 92150	10 15 94950	10 15 95150	10 15 93150
185	100	10 15 91185	10 15 92185			10 15 93185
240	100	10 15 91240				10 15 93240

Andere Formate auf Anfrage.

