

Reaktionsgefäße DNA LoBind Tubes, PCR clean, Eppendorf Micro Test Tubes, PCR clean



eppendorf

Das DNA LoBind Tube gibt dem Anwender im Bereich Genomics endlich die Gewissheit, den Probenverlust an genetischem Material durch Wechselwirkung mit der Kunststoffoberfläche des Gefäßes zu vernachlässigen. Mit der Kombination von reinsten, ausgewählten Polypropylenarten und speziell entwickelten Prozesstechnologien bei der Produktion wurde ein Gefäß entwickelt, welches die Wiedergewinnung von DNA/RNA mit nahezu 100% gewährleistet.

Ein Vergleich der Wiedergewinnungsraten verschiedener Anbieter zeigt, dass das DNA LoBind Tube die niedrigsten Verluste aufweist. Insbesondere bei hohen Salzkonzentrationen ist der Unterschied zu herkömmlichen Gefäßen groß. Das Gefäß ist prädestiniert für den Einsatz in der Probenvorbereitung im Bereich Genomics ohne Qualitätsverluste in Kauf nehmen zu wollen - und das alles in PCR clean Qualität.

- Höchste Wiedergewinnung an DNA/RNA, weniger als 1% Verlust bei niedrigsten Konzentrationen unter kritischen Bedingungen (hoher Salzgehalt, kurze DNA-Fragmente (<150 bp))
- Frei von jeglicher Art der Oberflächenbeschichtung wie z.B. Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR inhibitors (PCR clean)
- Hergestellt unter optimierten Prozessbedingungen, ausgewählte Polypropylenarten
- Lieferbar als 0,5 ml, 1,5 ml und 2,0 ml Safe-Lock Gefäß
- Hohe Zentrifugierfestigkeit
- Hohe Transparenz

Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
DNA LoBind Tubes, 0,5 ml	29 69 08035	250
DNA LoBind Tubes, 1,5 ml	29 69 08051	250
DNA LoBind Tubes, 2,0 ml	29 69 08078	250
DNA LoBind Tubes, 5,0 ml	10 69 08310	200
DNA LoBind Tubes, 15,0 ml	10 69 22208	200
DNA LoBind Tubes, 50,0 ml	10 69 22232	200

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

