

Abwassermischgerät, Behr Waste Water Mixer

behrotest® Homogenisiergeräte Homogenisiergeräte behrotest®

Mit transportablem Probengefäß.

Homogenisiergeräte für Vorbehandlung, Teilung und Homogenisierung heterogener Wasserproben gemäß den Standards für Qualitätssicherung und -kontrolle bei Abwasseruntersuchungen.

Die Homogenisiergefäße sind im Aufsatzgestell gegen Beschädigungen geschützt und an zwei Griffen einfach zu tragen. Sie lassen sich am Probennahmeort durch einen abgeflachten Einlaufstutzen befüllen. Fassungsvermögen von 5 bis 25 l gestatten die Entnahme und Sammlung mehrerer Proben. Eine Graduierung dient dem genauen Abmessen der Probenmengen.

Im Labor oder im Probennahmefahrzeug wird das Transportgestell später einfach auf den Magnetrührer aufgesetzt und das Homogenisiergerät ist sofort einsatzbereit. Die Drehzahl des Magnetrührers ist über einen Regler einstellbar.

Der Anwender kann so die vorschriftsmäßige Kegelhöhe in jedem Fall einhalten. Dadurch wird der Eintrag von Sauerstoff in die Proben vermieden. Dosierte Entnahme der homogenisierten Probe über PTFE-Spindelhahn.

Artikel	Fassungsvermögen l	Spann. V	Best.-Nr.
QMR 5	5	12*	80 48 65000
① QMR 15	15	12*	80 48 65001
QMR 20	20	12*	80 48 65002
QMR 25	25	12*	80 48 65010

* mit Adapter für Netzanschluss

webcode
WWXKS011

behr
Labor-Technik

